

KARTA INFORMACYJNA

ŻEL DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW, GRILLI,
SZYB KOMINKOWYCH (3W1), 250 ML

Backofen- Grill- und Kaminglas-Reiniger



Szybko i bezproblemowo czyści tłuste zabrudzenia, usuwa przypalenia i zapiecznienia powstałe przy używaniu piekarnika, grilla, rusztu, kominka, a także kuchenek gazowych i elektrycznych.

Wyposażony w bardzo praktyczną, scaloną z butelką szczoteczkę do aplikacji preparatu na czyszczoną powierzchnię.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nanieść na przypalone miejsca, odczekać kilka minut, następnie usuwać zanieczyszczenia przy użyciu szczotki.

Po usunięciu zabrudzeń spłukać dużą ilością wody.

Przed użyciem na większych powierzchniach zalecamy sprawdzić w mało widocznym miejscu działanie preparatu na materiał.

Składniki:

wodorotlenek sodu – 5-15 %, niejonowe środki powierzchniowo czynne – poniżej 5%.

Środki ostrożności:

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H290 – Może powodować korozję metali.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P260 – Nie wdychać par.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów.

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skórę pod strumieniem wody / przysznicem.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc / lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

Niebezpieczeństwo



ORO art. nr 2068

PKWiU 20.41.32.0

CN 34022090

DANE LOGISTYCZNE:

Wymiary produktu: G: 4,5 cm / **S: 6,5 cm** / W: 20 cm

Waga brutto: 0,33 kg

Sztuk w kartonie: wariant A - 18 szt.

wariant B - 6 szt.

Wymiary kartonu: wariant A - G: 30 cm / S: 14,5 cm / W: 21 cm

wariant B - G: 24,5 cm / S: 8,5 cm / W: 21 cm

Waga brutto: wariant A - 6,05 kg

wariant B - 2,05 kg

UFI: SUAN-TFMW-WECR-XAD8

**BUTELKA ZE SZCZOTECZKA
DO APLIKACJI W ZESTAWIE**

